

Stereo Mikroskop



Görüntülenecek objenin yüzey incelemelerinde kullanılan stereo mikroskoplar yüksek çözünürlükte, üç boyutlu ve detaylı bir görüntü elde edilmesini sağlar. Stereo mikroskop; malzeme bilimi, biyomedikal, biyoloji, tekstil, jeoloji ve ziraat alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Leica MZ16 stereo mikroskop ile 840 Lp/mm çözünürlük ile 230x büyötmeye kadar çıkılabilir. Ayrıca 0,6 μ m'ye kadar ölçüm alma ve dijital görüntüleme mümkündür.

Cihaz Marka/Modeli	: Leica MZ16
Cihazı devreden bölüm	: EÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Devir tarihi	: 21 Ağustos 2015