

OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İşlem sonrası dahili soğutma fanıyla kısa sürede kapak açılmalıdır.
- 2) Tek tuşla tam otomatik kapak açma kapama kilitleme özelliği olmalıdır.
- 3) Tüm işlem basamaklarının izlenebildiği dijital programlanabilir ekrana sahip olmalıdır.
- 4) 50 L çalışma hacmine sahip olmalıdır.
- 5) Sıvı ve katı sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- 6) Sterilizasyon sıcaklığı ve süresi belirli aralıklarda ayarlanabilir olmalıdır.