

UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın dalgaboyu aralığı 190-1100 nm olmalıdır.
2. Cihaz hızlı ve iyi bir düzeltme yapabilmesi için; bir adet ışın ayırıcı'ya (beam splitter) ve 2 adet silikon dedektöre sahip olmalıdır. Dedektörlerin bir tanesi referanstan gelen ışın için diğeri de örnekten gelen ışının verisi için olmalıdır.
- 3.Cihaza verilecek numune hacmi minimum 2 mL olmalıdır.
4. Küvette okuma yapılacak şekilde örnekler hazırlanmalıdır.